

De Wolk kan in de nacht worden ingezet als de cliënt 's nachts uit bed stapt en dit een valgevaarlijke situatie oplevert.

Belangrijke tips:

- De Wolk wordt vaak beter geaccepteerd door zijslapers dan rugslapers in verband met de harde onderdelen op de rug.
- Bescherm de cliënt bij voorkeur in de nacht met een Shorts.
- Als de cliënt in de nacht een Belt draagt, doe dan een netbroekje over de Wolk heen. Zo weet je zeker dat de airbags van de Wolk op de juiste plek blijven zitten.
- Controleer altijd de huid van de cliënt na het dragen van de Wolk in de nacht. Dit om wonden en decubitus te voorkomen.
- Observeer altijd hoe de cliënt reageert op het dragen van de Wolk in de nacht.